

Installation du masque de protection



Lavage des mains
(+ 30 secondes)




Essuyage des mains avec
papiers jetables



Saisie du masque par les
élastiques



Passage des élastiques
derrière les oreilles



Pincement du masque sur
le nez et disposé sous les
lunettes



Ajustage du masque sous
le menton

Retrait du masque de protection

* L'utilisation du masque en tissu ou du masque chirurgical est limitée à 4 heures : se conformer aux instructions du fournisseur



Pour boire, ne retirer qu'un élastique




AUCUN CONTACT DE LA MAIN AVEC LA FACE ABSORBANTE DU MASQUE !



Retrait du masque par les élastiques après 4 heures ou si trop humide



Masque jetable = sac poubelle ménager



Masque en tissu : lavage en machine à 60° C



Lavage des mains (+ 30 secondes)